

التأثيرات الجانبية

من التأثيرات الجانبية المعاكسة لهذه المادة أثناء استخدامه، ابتعاد الإصابة عن موقعها، التعرية، الفتح الجرح، الورم الجيبوي، التهابات، التهاب الاسجة، تحريش موقت في المناطق المحيطة بالجرح.

اشكال عرضه في الاسواق

يتوفر البلاجيت المنسوج بأشكال هندسية وابعاد مختلفة وفق المطلوب.

التخزين

يجب ان تتم عملية التخزين في درجات حرارة أقل من 25 درجة مئوية وبعيدة عن الشعة الشمس والرطوبة.

لا تستخدموا البلاجيت المنسوجة الصلاحية

TEFLON PLEDGET  تعليمات الإستعمال

التعريف :
مكون من بوز بلاجيت مقصوص من بولي تيترا- فلورو اليلان – PTFE (Politetra -
Fluorotiten), ويستعمل من أجل توفير دعم للإسجة.

مجالات الإستعمال

إن البلاجيت تكون معقمة والاستخدام مرة واحدة إن يعمل بوظيفة دعم خلال تعيير النقص الحاصل في حواجز القلب، وفي التاء زرع الاسجة، وفي تعيير الاسجة، وفي عمليات جراحة القلب.

الامكان التي لا يجوز فيها استعماله

لا توجد مواقع معروفة.

TEFLON PLEDGET  Mode d'emploi

DESCRIPTION
Les tampons d'ouate Boz découpés de polytétrafluoroéthylène tissés sont utilisés pour assurer un soutien au tissu.

INDICATIONS

Les tampons d'ouate sont stériles et pour utilisation unique. Ils agissent comme soutien à la suture, lors de la réparation du manque septal du coeur, l'implantation de tissu, dans la réparation orthopédique et la chirurgie cardiovasculaire.

CONTRE-INDICATIONS

Il n'existe aucune contreindication connue.

AVERTISSEMENTS

Comme le risque d'ouverture de la plaie peut varier selon la région d'application et selon le matériel utilisé, les utilisateurs doivent être familiers aux méthodes et techniques chirurgicales concernant l'utilisation des tampons d'ouate.
Ne pas stériliser. Détruire les pochettes ouvertes et les tampons d'ouate non utilisés.

On doit poursuivre les applications chirurgicales acceptées pour le traitement des plaies infectées et contaminées.

PRECAUTIONS

Veiller à ne pas endommager les tampons d'ouate lors de l'utilisation. Eviter les erreurs comme le broyage et le heurt résultant de l'utilisation des outils chirurgicaux comme le forceps ou le porte-aiguille.

Comme les tampons d'ouate sont plaçables dans le corps, on ne doit pas les utiliser avec des fils absorbables.

Detruire les produits contaminés et non usés selon les exigences régionales et d'installation.

EFFETS ADVERSE

Les effets adverses liés à cet appareil sont l'usure, la perte de tissu, l'ouverture de la plaie, le granulome, l'infection de tissu et l'irritation locale autour de la plaie.

COMMERCIALISATION

Les tampons d'ouate PTFE Boz tissés existent dans différentes formes géométriques et différentes dimensions.

CONSERVATION

Emmagasiner dans une température au-dessous de 25°C et loin de la lumière solaire.

Protéger de l'humidité.

Ne pas utiliser après la date de dernière consommation.

الرموز المستخدمة في البطاقة

REF رقم الكالوج
°C 25 تحت درجة مئوية
☀️ تحفظ بعيدا عن الشعة الشمس
☔ تحفظ في مكان جاف بعيدا عن الرطوبة
♻️ قليلة لاعادة التدوير
⚠️ تحذيره النظر ارشادات الاستخدام
📄 اقرأ دليل المستخدم
CE 2292
Issue date: 11.09.2012

⊗ للاستعمال مرة واحد
⚠️ لا تم بجراء التعيير مرة اخرى
⊗ لا تستخدم إذا كانت العبوة التالفة
🏭 المصنع
📅 تاريخ الإنتاج / السنة
YYYY-MM تاريخ انتهاء الصلاحية / السنة / الشهر
STERILE EO معقم بالانمعة
LOT رقم الشعة

IFU-PTF-rev09/10.11.2022

TEFLON PLEDGET  Instruction for Use
Surgical, Polytetrafluoroethylene (PTFE) Felt
Nonabsorbable, Non-woven, White

BOZ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Saglık Mahallesi Sağlık 1 Sk. No: 33/5 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 254 03 40 (5 hat) Faks:+90 (312) 254 03 50
web: www.boztibbi.com e-mail: boz@boztibbi.com

DESCRIPTION

Boz Pledgets are precut pieces from a sheet of polytetrafluoroethylene (PTFE) fabric that are used to spread the load of the suture against host tissue.

INDICATIONS

Boz Pledgets are indicated as sterile, single use, implantable devices placed in the heart during septal defect repairs, for patch grafting, to repair tissue, and to buttress sutures in cardiovascular surgery.

CONTRAINDICATIONS

There are no known contraindications.

WARNINGS

Users should be familiar with surgical procedures and techniques involving pledgets, as the risk of wound dehiscence may vary with the site of application.

Do not re-sterilize. Discard opened packages and unused pledgets. Acceptable surgical practice should be followed for the management of contaminated or infected wounds.

PRECAUTIONS

In handling pledgets, care should be taken to avoid damage from handling. Avoid crushing or crimping damage due to application of surgical instruments such as forceps or needle holders. The pledget, being implantable, should not be used with absorbable sutures.

Dispose of contaminated and unused products are in accordance with local and facility requirements.

SYMBOLS USED ON LABELLING

⊗ Do not reuse!
⊗ Do not resterilize
⊗ Do not use if package is damaged
🏭 Manufacturer
📅 YYYYY Date of Manufacture, Year
🕒 YYYYY-MM Expiry Date, Year - Month
STERILE EO Sterile EO: Ethylene Oxide
LOT Batch Number
CE 2292

REF Catalogue Number
°C 25 Store below 25°C
☀️ Keep away from sunlight
☔ Protect from humidity
♻️ Recyclable pack
⚠️ Attention, See instruction for use
📄 Consult instructions for use

IFU-PTF-rev09/10.11.2022 Issue date: 11.09.2012

BOZ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Saglık Mahallesi Sağlık 1 Sk. No: 33/5 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 254 03 40 (5 hat) Faks:+90 (312) 254 03 50
web: www.boztibbi.com e-mail: boz@boztibbi.com

TEFLON PLEDGET  Kullanma Talimatı
Cerrahi, Politetrafloroetilen (PTFE) Keçe
Emilemeyen, Non-woven, Beyaz

TANIM

DOKUNMUŞ Politetra-fluoroetilen'den (PTFE) kesilen Boz Plejitter dokuya destek sağlamak amacı ile kullanılmaktadır.

KULLANIMALANI

Plejitter steril ve tek kullanımlıktır. Kalbin septal eksiklik onarımı sırasında, doku yerleştirilmesinde, doku onarımında ve kardiyovasküler cerrahide sutura destek vazifesi görmektedir.

KULLANILMAMASI GEREKEN YERLER

Bilinen herhangi bir kontraendikasyon bulunmamaktadır.

UYARILAR

Yaranın açılma riski, uygulama bölgesi ve kullanılan malzemeye göre değişebildiği için kullanıcılar plejitt kullanıma ilişkin ilgili cerrahi yöntem ve tekniklere aşina olmalıdırlar. Tekrar steril etmeyiniz. Açılmış poşetleri ve kullanılan plejitteri imha ediniz. Enfekte ve kontamine olmuş yaraların ele alınmasında kabul edilebilir cerrahi uygulamalar takip edilmelidir.

ÖNEMLER

Kullanım esnasında plejittere zarar vermekten kaçınılmalıdır. Forseps veya iğne tutucu gibi cerrahi aletlerin kullanımına bağlı ezme veya çarpma hatalarından kaçınılmaz. Plejitter vücudta yerleştirilebilir olduğundan, emilebilen iplerle kullanılmamalıdır.

Kontamine ve kullanılmamış ürünleri bölgesel ve tesis gereksinimlerine uygun olarak imha ediniz. Kullanılan iğneleri " kesici alet" kaplarına atınız.

BOZ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Saglık Mahallesi Sağlık 1 Sk. No: 33/5 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 254 03 40 (5 hat) Faks:+90 (312) 254 03 50
web: www.boztibbi.com e-mail: boz@boztibbi.com

SIGNES UTILISES POUR L'ETIQUETAGE

⊗ Pour utilisation unique
⊗ Ne pas stériliser à nouveau
⊗ Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
🏭 Fabricant
📅 YYYYY Date de production, Année
🕒 YYYYY-MM Date d'expiration, Année - mois
STERILE EO Stérile EO: l'oxyde d'éthylène
LOT No de série
CE 2292

REF Numéro de catalogue
°C 25 Conserver sous 25°C
☀️ Protéger du soleil
☔ Conserver dans un lieu sec
♻️ Emballage recyclable
⚠️ Attention, Voir les instructions d'utilisation
📄 Se référer au Manuel d'utilisation

IFU-PTF-rev09/10.11.2022 Issue date: 11.09.2012

YAN ETKİLER

Bu cihazın kullanımına bağlı yan etkiler; aşınma, doku göçü, yaranın açılması, granülom, enfeksiyon, doku enfeksiyonu, yara bölgesinde geçici tahrişi içermektedir.

PIYASAYA ARZ-SUNUŞ ŞEKLİ

Boz PTFE dokuma plejitter, gereksinimlere göre çeşitli geometrik şekillerde ve değişik ebatlarda mevcuttur.

DEPOLAMA

25°C nin altında ve güneş ışığından uzakta depolayınız.

Nemden koruyunuz.

Son kullanma tarihinden sonra kullanmayınız.

ETİKETLEMEDE KULLANILAN İŞARETLER

⊗ Tek kullanımlık
⊗ Tekrar steril etmeyiniz
⊗ Paket zarar görmüşse kullanmayınız
🏭 Üretici
📅 YYYYY Üretim tarihi, Yıl
🕒 YYYYY-MM Son kullanma tarihi, Yıl-Ay
STERILE EO Steril EO: Etilenoksit
LOT Seri No
CE 2292

REF Katalog numarası
°C 25 25°C nin altında muhafaza ediniz
☀️ Güneşten uzak tutunuz
☔ Nemden koruyunuz
♻️ Geri dönüşümlü paket
⚠️ Dikkat, Kullanma kılavuzuna bakınız
📄 Kullanma kılavuzuna bakınız

IFU-PTF-rev09/10.11.2022 Issue date: 11.09.2012

BOZ TIBBİ MALZEME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Saglık Mahallesi Sağlık 1 Sk. No: 33/5 Çankaya/Ankara/TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 254 03 40 (5 hat) Faks:+90 (312) 254 03 50
web: www.boztibbi.com e-mail: boz@boztibbi.com