

Glikolak

Emilebilir Cerrahi Sütür



GLIKOLAK suture, %90 glikolid ve %10 L-laktid'ten (glikolik ve laktid asit türevi) sentezlenen bir kopolimerden oluşmuş, esnek yapıda, sentetik, emilebilir, steril cerrahi iplik. Kopolimerin ampirik formülü $(C_2H_2O_2)_m(C_3H_4O_2)_n$ şeklindedir. Multifilaman suture, fiberlerin örülerek birleştirilmesi ile meydana gelmektedir.

GLIKOLAK suturen kaplama malzemesi eşit miktarda karıştırılan kalsiyum siterat ($C_{36}H_{70}O_4Ca$) ve %30 glikolik ile %70 laktid ($(C_2H_2O_2)_m(C_3H_4O_2)_n$) formülünde m:n=3:7'den hazırlanmaktadır. GLIKOLAK suture, canlı organizmada kullanıldığında emilebilir ve aşırı tahrişe neden olmaz. Kopolimer ve kaplama maddesi kalsiyum siterat, nonantijenik, nonpirojenik ve emilme sırasında sadece hafif doku reaksiyonuna yol açarlar.

GLIKOLAK cerrahi ipler USP 8/0 ve 2 (metrik 0.4-5) arasında, değişik boylarda, iğnesiz veya çeşitli tip ve boylarda paslanmaz çelik iğnelere takılı olarak mevcuttur. GLIKOLAK suture görünürlüğü artırmak için mor (D&C Violet No. 2 C.I. # 60725, FDA Part 74.3602 / Solvent Violet 13) rengine boyanmıştır. Bununla birlikte renksiz olarak da mevcuttur (doğal, bej).

Emilebilir Suture

Cerrahi, Poli[glikolid(90%)-ko-laktid(10%)

Emilebilir PGLA Suture

Sentetik, Multifilaman, Örgülü, Violet/Undyed



İğne Şekli ve Açıklaması

Ürün Kodu

USP

EP

cm L

Adet

Renk

20mm

1/2 Yuvarlak



GL3142

3/0

2

75

12

Violet

GL3646

2/0

3

75

12

Violet

GL4169

0

3.5

75

12

Violet

GL4941

2

5

75

12

Violet

3/8 Aşağı Keskin



GL3168

3/0

2

75

12

Violet

GL3663

2/0

3

75

12

Violet

26mm

1/2 Yuvarlak



GL3313

3/0

2

75

12

Violet

GL4215

0

3.5

75

12

Violet

GL4592

1

4

90

12

Violet

GL4948

2

5

75

12

Violet

1/2 Aşağı Keskin



GL4599

1

4

75

12

Violet

GL4952

2

5

75

12

Violet

3/8 Aşağı Keskin



GL3346

3/0

2

75

12

Violet

GL3821

2/0

3

75

12

Renksiz

GL4237

0

3.5

75

12

Violet

30mm

1/2 Yuvarlak



GL3369

3/0

2

75

12

Violet

GL3858

2/0

3

75

12

Violet

GL4243

0

3.5

75

12

Renksiz

GL4608

1

4

75

12

Violet

GL4957

2

5

75

12

Violet

3/8 Aşağı Keskin



GL3397

3/0

2

75

12

Violet

GL3891

2/0

3

75

12

Violet

GL4273

0

3.5

75

12







Violet

Boz





Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.

web: www.boztibbi.com - email: boz@boztibbi.com





35mm

1/2 Yuvarlak			GL3411	3/0	2	75	12	Violet
			GL3916	2/0	3	75	12	Violet
			GL4300	0	3.5	75	12	Violet
			GL4644	1	4	75	12	Violet
			GL4970	2	5	75	12	Violet
1/2 Tapercutting			GL3908	2/0	3	75	12	Violet
			GL4289	0	3.5	75	12	Violet
			GL4639	1	4	75	12	Violet
3/8 Aşağı Keskin			GL4967	2	5	75	12	Violet
			GL3423	3/0	2	75	12	Violet
			GL3932	2/0	3	75	12	Renksiz





40mm

1/2 Yuvarlak			GL3444	3/0	2	75	12	Violet
			GL3982	2/0	3	75	12	Violet
			GL4368	0	3.5	75	12	Violet
			GL4712	1	4	75	12	Renksiz
3/8 Aşağı Keskin			GL5003	2	5	75	12	Violet
			GL4408	0	3.5	75	12	Violet
			GL4756	1	4	75	12	Violet



48mm

1/2 Yuvarlak			GL3467	3/0	2	75	12	Violet
			GL4032	2/0	3	75	12	Violet
			GL4439	0	3.5	75	12	Violet
1/2 Aşağı Keskin			GL4036	2/0	3	75	12	Violet
			GL4447	0	3.5	75	12	Violet
			GL4804	1	4	75	12	Violet
			GL5060	2	5	75	12	Violet

50mm

1/2 Yuvarlak			GL4454	0	3.5	75	12	Violet
			GL4812	1	4	75	12	Violet
			GL5066	2	5	75	12	Violet
1/2 Aşağı Keskin			GL4043	2/0	3	75	12	Violet
			GL4471	0	3.5	75	12	Violet
			GL4835	1	4	75	12	Violet
			GL5078	2	5	75	12	Violet

60mm

1/2 Yuvarlak			GL4487	0	3.5	75	12	Violet
			GL4849	1	4	75	12	Violet
			GL5089	2	5	75	12	Violet

Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.