

Krome Katgüt

Emilebilir Cerrahi Sütür



Cerrahi steril Krome katgüt, emilebilir bir dikiş malzemesi olup saflaştırılmış koyun ince bağırsağı mukoza altı fibroz dokudan (çoklukla kollajen) oluşmuştur. Krome katgütler emilime karşı daha dirençli olmaları için krom tuzları ile kimyasal işleme tabi tutulmuştur. Krome Katgüt pirogallol ile kahverengi olarak renklendirilmiştir. Cerrahi Krome katgüt kuru veya şartlandırma çözeltisi içerisinde paketlenir. Şartlandırma çözeltisi aşağıdaki bileşenlerden oluşur;

















- İzopropil alkol, %89.50
- Dietyl etanol amin, %1.00
- Sodyum benzoat, %0.25
- Su, %9.25

Cerrahi Krome katgüt, Amerikan Farmakopesi monografalarında yer alan tüm koşulları yerine getirmektedir.

Emilebilir Sütür

Cerrahi, Emilebilir Katgüt Sütür
Chorda Resorbilis Aseptica



İğne Şekli ve Açıklaması	Ürün Kodu	USP	EP	cm L	Adet	Renk	
18mm							
1/2 Yuvarlak	 	CK3623	2/0	3.5	75	12	Kahverengi
20mm							
1/2 Yuvarlak	 	CK3645	2/0	3.5	75	12	Kahverengi
		CK4168	0	4	75	12	Kahverengi
		CK4571	1	5	75	12	Kahverengi
3/8 Aşağı Keskin	 	CK3662	2/0	3.5	75	12	Kahverengi
		CK4173	0	4	75	12	Kahverengi
26mm							
1/2 Yuvarlak	 	CK3785	2/0	3.5	75	12	Kahverengi
		CK4214	0	4	75	12	Kahverengi
		CK4946	2	6	75	12	Kahverengi
1/2 Aşağı Keskin	 	CK4597	1	5	75	12	Kahverengi
3/8 Aşağı Keskin	 	CK3821	2/0	3.5	75	12	Kahverengi
		CK4236	0	4	75	12	Kahverengi
		CK4953	2	6	75	12	Kahverengi
30mm							
1/2 Yuvarlak	 	CK3857	2/0	3.5	75	12	Kahverengi
3/8 Aşağı Keskin	 	CK3890	2/0	3.5	75	12	Kahverengi
		CK4628	1	5	75	12	Kahverengi

Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.

40mm								
1/2 Yuvarlak			CK4367	0	4	75	12	Kahverengi
			CK4712	1	5	75	12	Kahverengi
			CK5001	2	6	75	12	Kahverengi
			CK5118	3	7	75	12	Kahverengi
			CK5143	4	8	75	12	Kahverengi
1/2 Aşağı Keskin			CK5120	3	7	75	12	Kahverengi
3/8 Aşağı Keskin			CK4005	2/0	3.5	75	12	Kahverengi
			CK4407	0	4	75	12	Kahverengi
			CK4755	1	5	75	12	Kahverengi
50mm								
1/2 Yuvarlak			CK4037	2/0	3.5	75	12	Kahverengi
			CK4811	1	5	75	12	Kahverengi
			CK5065	2	6	75	12	Kahverengi
			CK5127	3	7	75	12	Kahverengi
3/8 Aşağı Keskin			CK4042	2/0	3.5	75	12	Kahverengi
			CK4840	1	5	75	12	Kahverengi
			CK5082	2	6	75	12	Kahverengi
60mm								
1/2 Yuvarlak			CK4486	0	4	75	12	Kahverengi
75mm								
1/2 Yuvarlak			CK5095	2	6	75	12	Kahverengi

Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.

