

Monamid

Emilmeyen Cerrahi Sütür



MONAMID Naylon 6 ve Naylon 6.6 olarak anılan uzun zincirli alifatik polimerler zincirlerinden oluşan, emilemeyen, steril, monofilaman cerrahi iplerdir. MONAMID cerrahi iplikler dokudaki görünebilirliği arttırmak amacı ile mavi (C.I. renk index no: 74160) ya da siyaha (C.I.-renk indeks no. 77266) boyanmıştır.

MONAMID ipler Amerikan Farmakopesi (U.S.P.) ve Avrupa Farmakopesinde (E.P.) emilemeyen cerrahi iplikler için kabul edilmiş olan tüm gereklilikleri sağlar.

Emilmeyen Sütür







Cerrahi, Polyamid 6-6,6 (PA) Sütür
Emilemeyen, Kaplamasız
Sentetik, Monofilaman, Mavi / Siyah







İğne Şekli ve Açıklaması	Ürün Kodu	USP	EP	cm L	Adet	Renk
20mm						
1/2 Yuvarlak	MA2230	5/0	1	75	12	Mavi
	MA2684	4/0	1.5	75	12	Mavi
	MA3143	3/0	2	75	12	Mavi
1/2 Aşağı Keskin	MA2241	5/0	1	45	12	Siyah
	MA2709	4/0	1.5	45	12	Mavi
	MA3162	3/0	2	75	12	Mavi
	MA3660	2/0	3	75	12	Mavi
3/8 Aşağı Keskin	MA3165	3/0	2	45	12	Siyah
26mm						
1/2 Yuvarlak	MA2830	4/0	1.5	75	12	Mavi
	MA3316	3/0	2	75	12	Mavi
	MA3789	2/0	3	75	12	Siyah
	MA4216	0	3.5	75	12	Mavi
1/2 Aşağı Keskin	MA3812	2/0	3	75	12	Mavi
	MA4228	0	3.5	45	12	Mavi
	MA2849	4/0	1.5	45	12	Siyah
3/8 Aşağı Keskin	MA3348	3/0	2	75	12	Mavi
	MA3823	2/0	3	75	12	Mavi
30mm						
1/2 Yuvarlak	MA2875	4/0	1.5	75	12	Mavi
	MA3372	3/0	2	75	12	Mavi
	MA3859	2/0	3	75	12	Siyah
	MA4245	0	3.5	75	12	Siyah
	MA4610	1	4	75	12	Mavi

Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.





30mm

1/2 Aşağı Keskin			MA3392	3/0	2	90	12	Mavi
			MA3884	2/0	3	75	12	Mavi
			MA4269	0	3.5	75	12	Mavi
			MA4625	1	4	75	12	Mavi
3/8 Yuvarlak			MA4264	0	3.5	75	12	Siyah
			MA4621	1	4	75	12	Siyah
3/8 Aşağı Keskin			MA2886	4/0	1.5	75	12	Siyah
			MA3398	3/0	2	75	12	Mavi
			MA3894	2/0	3	75	12	Mavi
			MA4276	0	3.5	75	12	Mavi
			MA4631	1	4	75	12	Mavi

35mm

1/2 Yuvarlak			MA3919	2/0	3	75	12	Mavi
			MA4309	0	3.5	100	12	Siyah
			MA4652	1	4	100	12	Siyah
3/8 Aşağı Keskin			MA3426	3/0	2	75	12	Mavi
			MA3936	2/0	3	75	12	Mavi
			MA4322	0	3.5	100	12	Mavi
			MA4664	1	4	100	12	Mavi





40mm

1/2 Yuvarlak			MA4377	0	3.5	100	12	Mavi
			MA4715	1	4	75	12	Mavi
3/8 Aşağı Keskin			MA3454	3/0	2	75	12	Mavi
			MA4006	2/0	3	75	12	Mavi

48mm

1/2 Aşağı Keskin			MA5059	2	5	75	12	Siyah
------------------	---	---	---------------	---	---	----	----	-------

50mm

1/2 Yuvarlak			MA4462	0	3.5	100	12	Siyah
3/8 Aşağı Keskin			MA4045	2/0	3	75	12	Mavi

Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.