

Monoprolen

Emilmeyen Cerrahi Sütür



Monofilaman, emilemeyen, steril cerrahi iplik olan MONOPROLEN, polipropilenin izotaktik kristalinin stereoizomerinden oluşan, sentetik bir lineer poliolefindir. Görünebilirliğini artırmak için maviye (C.I. #61568) boyanmıştır.

Emilmeyen Sütür

Cerrahi, Polypropilen (PP) Sütür
Emilemeyen, Kaplamasız
Sentetik, Monofilaman, Mavi



İğne Şekli ve Açıklaması	Ürün Kodu	USP	EP	cm L	Adet	Renk
20mm						
1/2 Yuvarlak	ML2684	4/0	1.5	75	12	Mavi
	ML3143	3/0	2	75	12	Mavi
	ML3647	2/0	3	75	12	Mavi
	ML4171	0	3.5	75	12	Mavi
3/8 Aşağı Keskin	ML2721	4/0	1.5	75	12	Mavi
	ML3169	3/0	2	75	12	Mavi
	ML3661	2/0	3	45	12	Mavi
26mm						
1/2 Yuvarlak	ML2830	4/0	1.5	75	12	Mavi
	ML3787	2/0	3	75	12	Mavi
	ML4207	0	3.5	45	12	Mavi
	ML4591	1	4	75	12	Mavi
3/8 Aşağı Keskin	ML2853	4/0	1.5	75	12	Mavi
	ML3348	3/0	2	75	12	Mavi
	ML3823	2/0	3	75	12	Mavi
1/2 Aşağı Keskin	ML4233	0	3.5	90	12	Mavi
30mm						
1/2 Yuvarlak	ML2875	4/0	1.5	75	12	Mavi
	ML3372	3/0	2	75	12	Mavi
	ML3861	2/0	3	75	12	Mavi
	ML4246	0	3.5	75	12	Mavi
1/2 Aşağı Keskin	ML3884	2/0	3	75	12	Mavi
	ML4269	0	3.5	75	12	Mavi
	ML4625	1	4	75	12	Mavi



Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.

web: www.boztibbi.com - email: boz@boztibbi.com

35mm								
1/2 Yuvarlak			ML4302	0	3.5	75	12	Mavi
			ML4647	1	4	75	12	Mavi
			ML4973	2	5	75	12	Mavi
1/2 Aşağı Keskin			ML2895	4/0	1.5	75	12	Mavi
			ML4316	0	3.5	75	12	Mavi
			ML4660	1	4	75	12	Mavi
3/8 Aşağı Keskin			ML4321	0	3.5	75	12	Mavi
			ML4662	1	4	75	12	Mavi
40mm								
1/2 Yuvarlak			ML2902	4/0	1.5	75	12	Mavi
			ML3445	3/0	2	75	12	Mavi
			ML3984	2/0	3	75	12	Mavi
			ML4371	0	3.5	75	12	Mavi
			ML4715	1	4	75	12	Mavi
			ML5002	2	5	75	12	Mavi
3/8 Aşağı Keskin			ML3454	3/0	2	75	12	Mavi
			ML4006	2/0	3	75	12	Mavi
			ML4413	0	3.5	100	12	Mavi
			ML4760	1	4	100	12	Mavi
			ML5027	2	5	100	12	Mavi
48mm								
1/2 Yuvarlak			ML4800	1	4	100	12	Mavi
1/2 Aşağı Keskin			ML4808	1	4	100	12	Mavi
50mm								
1/2 Yuvarlak			ML4040	2/0	3	100	12	Mavi
			ML4463	0	3.5	100	12	Mavi
			ML4820	1	4	100	12	Mavi
			ML5071	2	5	100	12	Mavi
3/8 Aşağı Keskin			ML4477	0	3.5	100	12	Mavi
			ML4841	1	4	75	12	Mavi
			ML5083	2	5	75	12	Mavi
60mm								
Düz Yuvarlak			ML4070	2/0	3	75	12	Mavi

Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.