

Monowire

Emilmeyen Cerrahi Sütür



Cerrahi paslanmaz çelik teller emilemeyen, ISO 5832 Bölüm 1 "Cerrahi İmplantlar- Metalik Malzemeler" gerekliliklerini sağlayan, AISI 316 LVM den oluşan steril, cerrahi suturelardır. Cerrahi paslanmaz çelik tel suturelar, monofilaman suturelardır.

Cerrahi paslanmaz çelik tel suturelar Avrupa Farmakopesi (E.P.) ve Amerikan Farmakopesindeki (U.S.P) emilemeyen cerrahi suturelar için geçerli tüm gereklilikleri karşılamaktadır. Bunun yanı sıra cerrahi paslanmaz çelik teller Brown & Sharpe Gauge (B&S) ya da Amerikan Wire Gauge (AWG) sınıflandırmasına göre etiketlenebilir.

Emilmeyen Sütür

Cerrahi, Paslanmaz Çelik Tel Sütür
Emilemeyen, Kaplamasız, Monofilaman



İğne Şekli ve Açıklaması			Ürün Kodu	USP	EP	cm L	Adet	Renk
20mm								
1/2 Yuvarlak			MW2228	5/0	1	75	12	Mono
3/8 Yuvarlak			MW2702	4/0	1.5	75	12	Mono
26mm								
1/2 Aşağı Keskin			MW2844	4/0	1.5	45	12	Mono
			MW3334	3/0	2	45	12	Mono
			MW3808	2/0	3	45	12	Mono
			MW4597	1	4	75	12	Mono
30mm								
1/2 Yuvarlak			MW2874	4/0	1.5	75	12	Mono
			MW3368	3/0	2	75	12	Mono
			MW3857	2/0	3	75	12	Mono
			MW5221	0	3.5	90	12	Mono
1/2 Aşağı Keskin			MW3881	2/0	3	75	12	Mono
			MW4958	2	5	75	12	Mono
40mm								
1/2 Aşağı Keskin			MW4743	1	4	4x45	12	Mono
			MW5239	2	5	75	12	Mono
48mm								
1/2 Aşağı Keskin			MW5057	2	5	45	12	Mono
			MW5151	4	6	4x45	12	Mono
			MW5169	5	7	4x45	12	Mono
			MW5200	6	8	45	12	Mono



Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.

web: www.boztibbi.com - email: boz@boztibbi.com