

Normal Katgüt

Emilebilir Cerrahi Sütür



Cerrahi steril Normal Katgüt, emilebilir bir dikiş malzemesi olup saflaştırılmış koyun ince bağırsağı mukoza altı fibroz dokudan (çoklukla kollajen) oluşmuştur. Normal Katgüt doğal krem rengindedir. Cerrahi Normal Katgütler kuru veya şartlandırma çözeltisi içerisinde paketlenir. Şartlandırma çözeltisi aşağıdaki bileşenlerden oluşur;

- İzopropil alkol, %89.50
- Dietil etanol amin, %1.00
- Sodyum benzoat, %0.25
- Su, %9.25

Cerrahi Normal Katgüt, Amerikan Farmakopesi monograflarında yer alan tüm koşullar yerine getirmektedir.

Emilebilir Sütür

Cerrahi, Emilebilir Katgüt Sütür
Chorda Resorbilis Aseptica



İğne Şekli ve Açıklaması			Ürün Kodu	USP	EP	cm L	Adet	Renk
20mm								
1/2 Yuvarlak			CP3141	3/0	3	75	12	Krem rengi
			CP3645	2/0	3.5	75	12	Krem rengi
			CP4168	0	4	75	12	Krem rengi
3/8 Aşağı Keskin			CP3167	3/0	3	75	12	Krem rengi
			CP3662	2/0	3.5	75	12	Krem rengi
			CP4173	0	4	75	12	Krem rengi
26mm								
1/2 Yuvarlak			CP3312	3/0	3	75	12	Krem rengi
			CP3785	2/0	3.5	75	12	Krem rengi
3/8 Aşağı Keskin			CP3345	3/0	3	75	12	Krem rengi
			CP3821	2/0	3.5	75	12	Krem rengi
30mm								
1/2 Yuvarlak			CP3857	2/0	3.5	75	12	Krem rengi
			CP4243	0	4	75	12	Krem rengi
			CP4607	1	5	75	12	Krem rengi
3/8 Aşağı Keskin			CP3890	2/0	3.5	75	12	Krem rengi
			CP4272	0	4	75	12	Krem rengi
			CP4628	1	5	75	12	Krem rengi
35mm								
1/2 Yuvarlak			CP4969	2	6	75	12	Krem rengi
			CP5115	3	7	75	12	Krem rengi
1/2 Aşağı Keskin			CP4976	2	6	75	12	Krem rengi

Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.



web: www.boztibbi.com - email: boz@boztibbi.com

40mm								
1/2 Yuvarlak			CP3443	3/0	3	75	12	Krem rengi
			CP3981	2/0	3.5	75	12	Krem rengi
			CP4367	0	4	75	12	Krem rengi
			CP4712	1	5	75	12	Krem rengi
			CP5001	2	6	75	12	Krem rengi
			CP5118	3	7	75	12	Krem rengi
1/2 Aşağı Keskin			CP3449	3/0	3	75	12	Krem rengi
			CP4744	1	5	75	12	Krem rengi
			CP5018	2	6	75	12	Krem rengi
3/8 Aşağı Keskin			CP4005	2/0	3.5	75	12	Krem rengi
			CP4407	0	4	75	12	Krem rengi
48mm								
1/2 Yuvarlak			CP5049	2	6	75	12	Krem rengi
1/2 Aşağı Keskin			CP5058	2	6	75	12	Krem rengi
50mm								
1/2 Yuvarlak			CP4453	0	4	75	12	Krem rengi
			CP4811	1	5	75	12	Krem rengi
			CP5065	2	6	75	12	Krem rengi
			CP5127	3	7	75	12	Krem rengi
60mm								
Düz Keskin			CP4073	2/0	3.5	75	12	Krem rengi

Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.

