

Polidiox

Emilebilir Cerrahi Sütur



POLIDIOX (polidioksanon) poly(p-dioxanone) polyesterlerden oluşan monofilaman, sentetik, emilebilir ipliktir. Polimerin ampirik moleküler formülü; (C₄H₆O₃)_x şeklindedir. Dokuda rahat görünebilirliği sağlamak için mor (D&C Violet No. 2 C.I. # 60725/ Solvent Violet 13) olarak renklendirilmiştir. Polidioksanon polimer nonantijenik ve nonpirojenik bir yapıya sahiptir ve emilim sırasında hafif doku reaksiyonu gösterir.

Emilebilir Sütur

Cerrahi, Polidioksanon
Emilebilir PDO Sütur
Sentetik, Monofilaman, Violet























| İğne Şekli ve Açıklaması | | Ürün Kodu | USP | EP | cm L | Adet | Renk |
|--------------------------|--|-----------|-----|-----|------|------|--------|
| 20mm | | | | | | | |
| 1/2 Yuvarlak | | PX2229 | 5/0 | 1 | 75 | 12 | Violet |
| | | PX2685 | 4/0 | 1.5 | 75 | 12 | Violet |
| | | PX3142 | 3/0 | 2 | 75 | 12 | Violet |
| | | PX3646 | 2/0 | 3 | 75 | 12 | Violet |
| 3/8 Aşağı Keskin | | PX2719 | 4/0 | 1.5 | 75 | 12 | Violet |
| | | PX3663 | 2/0 | 3 | 75 | 12 | Violet |
| 26mm | | | | | | | |
| 1/2 Yuvarlak | | PX2828 | 4/0 | 1.5 | 75 | 12 | Violet |
| | | PX3313 | 3/0 | 2 | 75 | 12 | Violet |
| | | PX3786 | 2/0 | 3 | 75 | 12 | Violet |
| | | PX4213 | 0 | 3.5 | 75 | 12 | Violet |
| 1/2 Aşağı Keskin | | PX3336 | 3/0 | 2 | 75 | 12 | Violet |
| | | PX3809 | 2/0 | 3 | 45 | 12 | Violet |
| 3/8 Aşağı Keskin | | PX5867 | 4/0 | 1.5 | 45 | 12 | Violet |
| | | PX3346 | 3/0 | 2 | 75 | 12 | Violet |
| 30mm | | | | | | | |
| 1/2 Yuvarlak | | PX2876 | 4/0 | 1.5 | 75 | 12 | Violet |
| | | PX3369 | 3/0 | 2 | 75 | 12 | Violet |
| | | PX3858 | 2/0 | 3 | 75 | 12 | Violet |
| | | PX4244 | 0 | 3.5 | 75 | 12 | Violet |
| | | PX4608 | 1 | 4 | 75 | 12 | Violet |
| 3/8 Aşağı Keskin | | PX3891 | 2/0 | 3 | 75 | 12 | Violet |



Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.

web: www.boztibbi.com - email: boz@boztibbi.com

| 35mm | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|--------|-----|-----|----|----|--------|
| 1/2 Yuvarlak |  |  | PX4644 | 1 | 4 | 75 | 12 | Violet |
| 1/2 Tapercutting |  |  | PX3908 | 2/0 | 3 | 75 | 12 | Violet |
| | | | PX4639 | 1 | 4 | 75 | 12 | Violet |
| 40mm | | | | | | | | |
| 1/2 Yuvarlak |  |  | PX3444 | 3/0 | 2 | 75 | 12 | Violet |
| | | | PX3982 | 2/0 | 3 | 75 | 12 | Violet |
| | | | PX4368 | 0 | 3.5 | 75 | 12 | Violet |
| | | | PX4713 | 1 | 4 | 75 | 12 | Violet |
| | | | PX5006 | 2 | 5 | 90 | 12 | Violet |
| 1/2 Aşağı Keskin |  |  | PX4399 | 0 | 3.5 | 90 | 12 | Violet |
| | | | PX4749 | 1 | 4 | 90 | 12 | Violet |
| | | | PX5019 | 2 | 5 | 75 | 12 | Violet |
| 48mm | | | | | | | | |
| 1/2 Yuvarlak |  |  | PX4437 | 0 | 3.5 | 45 | 12 | Violet |
| | | | PX4793 | 1 | 4 | 45 | 12 | Violet |
| 1/2 Aşağı Keskin |  |  | PX4804 | 1 | 4 | 75 | 12 | Violet |
| 1/2 Yuvarlak Kalın |  |  | PX5460 | 0 | 3.5 | 90 | 12 | Violet |
| | | | PX5379 | 1 | 4 | 90 | 12 | Violet |
| 50mm | | | | | | | | |
| 1/2 Yuvarlak |  |  | PX4039 | 2/0 | 3 | 90 | 12 | Violet |
| | | | PX4459 | 0 | 3.5 | 90 | 12 | Violet |
| | | | PX4818 | 1 | 4 | 90 | 12 | Violet |
| | | | PX5070 | 2 | 5 | 90 | 12 | Violet |
| 1/2 Aşağı Keskin |  |  | PX4471 | 0 | 3.5 | 75 | 12 | Violet |
| | | | PX4836 | 1 | 4 | 90 | 12 | Violet |
| 60mm | | | | | | | | |
| Düz Keskin |  |  | PX3492 | 3/0 | 2 | 75 | 12 | Violet |
| | | | PX4074 | 2/0 | 3 | 75 | 12 | Violet |
| | | | PX4493 | 0 | 3.5 | 75 | 12 | Violet |

Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.