

Silk

Emilmeyen Cerrahi Sütür



Cerrahi ipek iplik, fibroin adı verilen organik polimerden oluşan emilmeyen, steril, cerrahi iplik. Bu protein Bombisisida familyasının evcilleştirilmiş Bombisis mori (B.mori) türünden elde edilmiştir. Tabi ipek ipliğin doğasında olan mum ve zamklar işleme tabi tutularak uzaklaştırılmıştır. Cerrahi ipek iplik örgülü, siyah boyanmış ve silikon ile kaplanmıştır. Siyah boyar madde Hematein HCK dir (C.I.-renk indeks no. 75290) İpek iplik kendi doğal renginde de beyaz mevcuttur.


Cerrahi ipek iplikler, Amerika Birleşik Devletleri Farmakopesi (U.S.P.) Emilebilir Olmayan Cerrahi Dikiş İplikleri Monografi ve Avrupa Farmakopesi (E.P.) Steril Örgülü İpek İplik Monografi şartlarına uygundur.

Emilmeyen Sütür

Cerrahi, İpek Sütür

Emilemeyen, Silikon kaplı

Doğal, Multifilaman, Örgülü, Siyah / Beyaz



İğne Şekli ve Açıklaması	Ürün Kodu	USP	EP	cm L	Adet	Renk
20mm						
1/2 Yuvarlak	SB2687	4/0	1.5	75	12	Siyah
	SB3145	3/0	2	75	12	Siyah
	SB3649	2/0	3	75	12	Siyah
	SB4170	0	3.5	75	12	Siyah
3/8 Aşağı Keskin	SB2720	4/0	1.5	75	12	Siyah
	SB3171	3/0	2	75	12	Siyah
	SB3664	2/0	3	75	12	Siyah
26mm						
1/2 Yuvarlak	SB2831	4/0	1.5	75	12	Siyah
	SB3315	3/0	2	75	12	Siyah
	SB3789	2/0	3	75	12	Siyah
	SB4218	0	3.5	75	12	Siyah
3/8 Aşağı Keskin	SB2854	4/0	1.5	75	12	Siyah
	SB3347	3/0	2	75	12	Siyah
	SB3825	2/0	3	75	12	Siyah
	SB4238	0	3.5	75	12	Siyah
30mm						
1/2 Yuvarlak	SB3859	2/0	3	75	12	Siyah
	SB4245	0	3.5	75	12	Siyah
	SB4609	1	4	75	12	Siyah
	SB4955	2	5	75	12	Siyah
3/8 Aşağı Keskin	SB2886	4/0	1.5	75	12	Siyah
	SB3399	3/0	2	75	12	Siyah
	SB3893	2/0	3	75	12	Siyah
	SB4274	0	3.5	75	12	Siyah

Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.



web: www.boztibbi.com - email: boz@boztibbi.com

35mm

1/2 Yuvarlak		SB3412	3/0	2	75	12	Siyah
		SB3917	2/0	3	75	12	Siyah
		SB4301	0	3.5	75	12	Siyah
		SB4646	1	4	75	12	Siyah
		SB4972	2	5	75	12	Siyah
3/8 Aşağı Keskin		SB3425	3/0	2	75	12	Siyah
		SB3934	2/0	3	75	12	Siyah
		SB4320	0	3.5	75	12	Siyah
		SB4663	1	4	75	12	Siyah

40mm

1/2 Yuvarlak		SB3983	2/0	3	75	12	Siyah
		SB4370	0	3.5	75	12	Siyah
		SB4716	1	4	75	12	Siyah
		SB5004	2	5	75	12	Siyah
		SB5119	3	6	75	12	Siyah
3/8 Aşağı Keskin		SB5144	4	6	75	12	Siyah
		SB4007	2/0	3	75	12	Siyah
		SB4409	0	3.5	75	12	Siyah
		SB4757	1	4	75	12	Siyah
		SB5025	2	5	40	12	Siyah

48mm

1/2 Yuvarlak		SB4033	2/0	3	75	12	Siyah
		SB4440	0	3.5	75	12	Siyah
		SB4795	1	4	75	12	Siyah
1/2 Aşağı Keskin		SB4448	0	3.5	75	12	Siyah
		SB4806	1	4	75	12	Siyah
		SB5059	2	5	75	12	Siyah
		SB5149	4	6	75	12	Siyah

50mm

1/2 Yuvarlak		SB3470	3/0	2	75	12	Siyah
		SB4038	2/0	3	75	12	Siyah
		SB4455	0	3.5	75	12	Siyah
		SB4815	1	4	75	12	Siyah
3/8 Aşağı Keskin		SB4044	2/0	3	75	12	Siyah
		SB4842	1	4	75	12	Siyah
		SB5085	2	5	75	12	Siyah

60mm

Düz Keskin		SB4495	0	3.5	75	12	Siyah
		SB4852	1	4	75	12	Siyah
		SB5090	2	5	75	12	Siyah

Ürün yelpazemiz yukarıda listelenen ürünlerle sınırlı değildir. Liste örnek olarak verilmiştir.