

**TEMPOWIRE (GEÇİCİ PACE TELİ) ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE LİSTESİ**  
**TEMPOWIRE (TEMPORARY PACE WIRE) PRODUCT SPECIFICATIONS AND LIST**

Ürün Adı Product Name	Ürün Ref Kodu Product Code	USP	Metrik /EP	Ürün Özelliği Product Specifications	Kaplama Malzemesi / Rengi Coated material / Color	İğne Sayısı Needle Amount	Kaplama Sız Pace Teli Çapı Uncoating Pace wire Diameter (mm)	Kaplama lı Pace Teli Çapı Coated Pace wire Diameter (mm)	İğne Çap Needle Diameter (mm)		İğne Açısı Shape of Needle		İğne Ucu Point of Needle		İğne Özelliği Needle specification	İğne Boyu Needle Length (mm)		Pace Teli Boyu (cm) Pace Wire Length ±%5cm	Poşet Barkodu Package Barcode	Kutu Barkodu Box Barcode	Teknik Resim Kodu Technical Drawing Code
									C		D		E			G					
									1. İğne 1. Needle	2. İğne 2. Needle	1. İğne 1. Needle	2. İğne 2. Needle	1. İğne 1. Needle	2. İğne 2. Needle		1. İğne 1. Needle ±1,5mm	2. İğne 2. Needle ±3mm				
C1	C2	D1	D2	E1	E2	G1	G2														
TEMPOWIRE	TW3068	3/0	2	17 MM 1/2 YUVARLAK - 63 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE 17 MM 1/2 TAPER POINT - 63 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249	0,62-0,68	0,51-0,71	0,51-0,71	1/2	Düz Straight	YUVARLAK TAPER POINT	KESKİN CUTTING	KIRILABİLİR BREAKAWAY	17	63	60	8680471029865	8680471229869	ÜM-TR-PACETELİ-06
TEMPOWIRE	TW3075	3/0	2	18 MM 1/2 TAPERCUTTING - 51 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE 18 MM 1/2 TAPERCUTTING - 51 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249	0,62-0,68	0,51-0,71	0,51-0,71	1/2	Düz Straight	TAPERCUTTING TAPERCUTTING	KESKİN CUTTING	KIRILABİLİR BREAKAWAY	18	51	60	8680471029933	8680471229937	ÜM-TR-PACETELİ-04
TEMPOWIRE	TW3076	3/0	2	18 MM 1/2 TAPERCUTTING - 63 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE 18 MM 1/2 TAPERCUTTING - 63 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249	0,62-0,68	0,51-0,71	0,51-0,71	1/2	Düz Straight	TAPERCUTTING TAPERCUTTING	KESKİN CUTTING	KIRILABİLİR BREAKAWAY	18	63	60	8680471029940	8680471229944	ÜM-TR-PACETELİ-04
TEMPOWIRE	TW3077	3/0	2	18 MM 1/2 TAPERCUTTING - 63 MM DÜZ KESKİN 18 MM 1/2 TAPERCUTTING - 63 MM STRAIGHT CUTTING	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249	0,62-0,68	0,51-0,71	0,51-0,71	1/2	Düz Straight	TAPERCUTTING TAPERCUTTING	KESKİN CUTTING	-	18	63	60	8680471029957	8680471229951	ÜM-TR-PACETELİ-03
TEMPOWIRE	TW3294	3/0	2	26 MM 1/2 TAPERCUTTING - 63 MM DÜZ KESKİN 26 MM 1/2 TAPERCUTTING - 63 MM STRAIGHT CUTTING	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249	0,62-0,68	0,51-0,71	0,51-0,71	1/2	Düz Straight	TAPERCUTTING TAPERCUTTING	KESKİN CUTTING	-	26	63	52	8680471033879	8680471233873	ÜM-TR-PACETELİ-03
TEMPOWIRE	TW3296	3/0	2	26 MM 1/2 TAPERCUTTING - 63 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE 26 MM 1/2 TAPERCUTTING - 63 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249	0,62-0,68	0,51-0,71	0,51-0,71	1/2	Düz Straight	TAPERCUTTING TAPERCUTTING	KESKİN CUTTING	KIRILABİLİR BREAKAWAY	26	63	60	8680471033893	8680471233897	ÜM-TR-PACETELİ-04

**TEMPOWIRE (GEÇİCİ PACE TELİ) ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE LİSTESİ**  
**TEMPOWIRE (TEMPORARY PACE WIRE) PRODUCT SPECIFICATIONS AND LIST**

Ürün Adı Product Name	Ürün Ref Kodu Product Code	USP	Metrik /EP	Ürün Özelliği Product Specifications	Kaplama Malzemesi / Rengi Coated material / Color	İğne Sayısı Needle Amount	Kaplama Sız Pace Teli Çapı Uncoating Pace wire Diameter (mm) A	Kaplama lı Pace Teli Çapı Coated Pace wire Diameter (mm) B	İğne Çap Needle Diameter (mm) C		İğne Açısı Shape of Needle D		İğne Ucu Point of Needle E		İğne Özelliği Needle specification F	İğne Boyu Needle Length (mm) G		Pace Teli Boyu (cm) Pace Wire Length ±%5cm H	Poşet Barkodu Package Barcode	Kutu Barkodu Box Barcode	Teknik Resim Kodu Technical Drawing Code
									1. İğne 1. Needle C1	2. İğne 2. Needle C2	1. İğne 1. Needle D1	2. İğne 2. Needle D2	1. İğne 1. Needle E1	2. İğne 2. Needle E2		1. İğne 1. Needle ±1,5mm G1	2. İğne 2. Needle ±3mm G2				
									TEMPOWIRE	TW3327	3/0	2	26 MM 1/2 YUVARLAK - 63 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE 26 MM 1/2 TAPER POINT - 63 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE	LD-PE- mavi LD-PE- blue		ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249				
TEMPOWIRE	TW3722	2/0	3	25 MM 1/2 YUVARLAK - 60 MM DÜZ KESKİN 25 MM 1/2 TAPER POINT - 60 MM STRAIGHT CUTTING	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,300-0,349	0,62-0,68	0,61-0,86	0,61-0,86	1/2	Düz Straight	YUVARLAK TAPER POINT	KESKİN CUTTING	-	25	60	60	8680471040846	8680471240840	ÜM-TR-PACATELİ-05
TEMPOWIRE	TW5575	3/0	2	16 MM 3/8 YUVARLAK - 85 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE, ÇAPALI 16 MM 3/8 TAPER POINT - 85 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE, ANCHOR	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249	0,62-0,68	0,51-0,71	0,51-0,71	3/8	Düz Straight	YUVARLAK TAPER POINT	KESKİN CUTTING	KIRILABİLİR BREAKAWAY	16	85	60	8680471094443	8680471294447	ÜM-TR-PACATELİ-02
TEMPOWIRE	TW5576	3/0	2	26 MM 1/2 YUVARLAK - 63 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE, ÇAPALI 26 MM 1/2 TAPER POINT - 63 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE, ANCHOR	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249	0,62-0,68	0,51-0,71	0,51-0,71	1/2	Düz Straight	YUVARLAK TAPER POINT	KESKİN CUTTING	KIRILABİLİR BREAKAWAY	26	63	60	8680471094450	8680471294454	ÜM-TR-PACATELİ-01
TEMPOWIRE	TW5869	2/0	3	25 MM 1/2 YUVARLAK - 60 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE, ÇAPALI 25 MM 1/2 TAPER POINT - 60 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE, ANCHOR	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,300-0,349	0,62-0,68	0,61-0,86	0,61-0,86	1/2	Düz Straight	YUVARLAK TAPER POINT	KESKİN CUTTING	KIRILABİLİR BREAKAWAY	25	60	60	8680471098236	8680471298230	ÜM-TR-PACATELİ-01
TEMPOWIRE	TW5874	3/0	2	22 MM 1/2 YUVARLAK - 63 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE, ÇAPALI 22 MM 1/2 TAPER POINT - 63 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE, ANCHOR	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249	0,62-0,68	0,51-0,71	0,51-0,71	1/2	Düz Straight	YUVARLAK TAPER POINT	KESKİN CUTTING	KIRILABİLİR BREAKAWAY	22	63	60	8680471098281	8680471298285	ÜM-TR-PACATELİ-01

**TEMPOWIRE (GEÇİCİ PACE TELİ) ÜRÜN ÖZELLİKLERİ VE LİSTESİ**  
**TEMPOWIRE (TEMPORARY PACE WIRE) PRODUCT SPECIFICATIONS AND LIST**

Ürün Adı Product Name	Ürün Ref Kodu Product Code	USP	Metrik /EP	Ürün Özelliği Product Specifications	Kaplama Malzemesi / Rengi Coated material / Color	İğne Sayısı Needle Amount	Kaplama Sız Pace Teli Çapı Uncoating Pace wire Diameter (mm) A	Kaplama lı Pace Teli Çapı Coated Pace wire Diameter (mm) B	İğne Çap Needle Diameter (mm) C		İğne Açısı Shape of Needle D		İğne Ucu Point of Needle E		İğne Özelliği Needle specification F	İğne Boyu Needle Length (mm) G		Pace Teli Boyu (cm) Pace Wire Length ±%5cm H	Poşet Barkodu Package Barcode	Kutu Barkodu Box Barcode	Teknik Resim Kodu Technical Drawing Code
									1. İğne 1. Needle C1	2. İğne 2. Needle C2	1. İğne 1. Needle D1	2. İğne 2. Needle D2	1. İğne 1. Needle E1	2. İğne 2. Needle E2		1. İğne 1. Needle ±1,5mm G1	2. İğne 2. Needle ±3mm G2				
									TEMPOWIRE	TW5877	3/0	2	26 MM 1/2 YUVARLAK - 85 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE,ÇAPALI 26 MM 1/2 TAPER POINT - 85 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE,ANCHOR	LD-PE- mavi LD-PE- blue		ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249				
TEMPOWIRE	TW5907	3/0	2	26 MM 3/8 YUVARLAK - 63 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE,ÇAPALI 26 MM 3/8 TAPER POINT - 63 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE,ANCHOR	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249	0,62-0,68	0,51-0,71	0,51-0,71	3/8	Düz Straight	YUVARLAK TAPER POINT	KESKİN CUTTING	KIRILABİLİR BREAKAWAY	26	63	60	8680471098694	8680471298698	ÜM-TR-PACETELI-02
TEMPOWIRE	TW6144	3/0	2	13 MM 1/2 YUVARLAK - 63 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE 13 MM 1/2 TAPER POINT - 63 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249	0,62-0,68	0,51-0,71	0,51-0,71	1/2	Düz Straight	YUVARLAK TAPER POINT	KESKİN CUTTING	KIRILABİLİR BREAKAWAY	13	63	60	8680471111454	8680471311458	ÜM-TR-PACETELI-06
TEMPOWIRE	TW5918	3/0	2	17 MM 1/2 YUVARLAK - 63 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE,ÇAPALI 17 MM 1/2 TAPER POINT - 63 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE,ANCHOR	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,200-0,249	0,62-0,68	0,51-0,71	0,51-0,71	1/2	Düz Straight	YUVARLAK TAPER POINT	KESKİN CUTTING	KIRILABİLİR BREAKAWAY	17	63	60	8680471098908	8680471298902	ÜM-TR-PACETELI-01
TEMPOWIRE	TW6141	2/0	3	25 MM 1/2 YUVARLAK - 60 MM DÜZ KESKİN, KIRILABİLİR İĞNE 25 MM 1/2 TAPER POINT - 60 MM STRAIGHT CUTTING, BREAKAWAY NEEDLE	LD-PE- mavi LD-PE- blue	ÇİFT DOUBLE	0,300-0,349	0,62-0,68	0,61-0,86	0,61-0,86	1/2	Düz Straight	YUVARLAK TAPER POINT	KESKİN CUTTING	KIRILABİLİR BREAKAWAY	25	60	60	8680471111416	8680471311410	ÜM-TR-PACETELI-06